



APLICADOR PARA COLIRIOS "JOYA"

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Aparato para facilitar la autoinstilación de gotas en los ojos del paciente.
Su forma anatómica le permite ser sostenido con los dedos índice y pulgar.
Dispone de un agujero central y 2 orificios laterales a cada lado.

Composición

PP (Polipropileno)

Presentación

Bolsa de plástico + caja de cartón + folleto explicativo (1 u.)

INDICACIONES:

Indicado para la autoinstilación de colirios en los ojos sin necesidad de espejos y disminuyendo el riesgo de lesiones producidas por el contacto de los envases con la superficie ocular.

INSTRUCCIONES DE USO:

En el folleto que se adjunta con el producto se describe paso a paso la forma correcta de utilización del producto.
Mediante dibujos se muestra la forma óptima de uso según los distintos tipos de botella de colirio.

MANTENIMIENTO:

Lavar después de utilizar.
No compartirlo con diferentes personas.
No introducir en horno convencional ni microondas, no hervir.

ROSER HUARTE PRATS
Directora Técnica
Col. N 14413-C